

Veevoeder – Totale fosfor

1 DOEL EN TOEPASSINGSGBIED

Voor de bepaling van fosfor in veevoeder wordt het monster eerst gedestruueerd. Vervolgens wordt het fosforgehalte in de ontsluitingsoplossing bepaald.

Volgende analysemethoden zijn ontwikkeld binnen CEN/TC 327 en ISO TC 34/SC 10 *Animal feeding stuffs* en kunnen worden toegepast voor de bepaling van fosfor in veevoeder:

- ISO 6491:1998 *Animal feeding stuffs - Determination of phosphorus content – Spectrofotometric method.*
Deze methode beschrijft een ontsluiting, hetzij langs droge weg door verassing bij 550°C en digestie met HCl en HNO₃ op een verwarmplaat (organische veevoeders, vrij van fosfaten), hetzij langs natte weg door digestie met H₂SO₄ en HNO₃ (speciaal bij minerale stoffen en vloeibare veevoeders). De digestie-oplossing wordt behandeld met vanadaat-molybdaatreagens. De extinctie van de gevormde geelgekleurde oplossing wordt gemeten met behulp van een spectrofotometer bij 430 nm.
- NBN EN 15510:2008 *Animal feeding stuffs – Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum, arsenic, lead and cadmium by ICP-AES (idem ISO 27085:2009).*
Deze methode beschrijft een ontsluiting, hetzij langs droge weg door verassing bij 450°C en digestie met HCl op een verwarmplaat (organische veevoeders, vrij van fosfaten), hetzij langs natte weg door digestie met HCl op een verwarmplaat (minerale stoffen en organische veevoeders met fosfaten). Het fosforgehalte wordt vervolgens gemeten met ICP-AES.
- NBN EN 15621:2012 *Animal feeding stuffs – Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese and cobalt after pressure digestion by ICP-AES.*
Deze methode beschrijft een ontsluiting onder druk met een microgolfoven of met een hoge druk verasser. Als zuurmengsel wordt gebruik gemaakt van HNO₃/H₂O₂ of HNO₃. Het fosforgehalte wordt vervolgens gemeten met ICP-AES.

2 BEMONSTERING EN MONSTERVOORBEHANDELING

De bemonstering wordt uitgevoerd zoals beschreven in BAM/deel 2/01.

De analyses worden uitgevoerd op het verfijnde monster (< 1 mm) zoals beschreven in BAM/deel 2/02.

3 ONTSLUITINGSMETHODEN

De ontsluitingsmethoden zoals beschreven in bovenstaande normmethoden zijn van toepassing. Bijkomend kan de ontsluiting worden uitgevoerd met HNO₃/HCl gebruikmakend van een verwarmbare destructieblok met destructiebuizen voorzien van een compacte condensor.

Opmerking: Als alternatief kan voor de condensor een horlogeglas of een afsluitdop (vastdraaien en ½ slag terug losdraaien) worden gebruikt.

- a. Weeg ongeveer 1 g vers of gedroogd analysemateriaal tot op 1 mg nauwkeurig in een destructiebuis.
- b. Voeg stapsgewijs 4 ml geconcentreerd HNO₃ en 12 ml geconcentreerd HCl toe.

- c. Plaats de condensor op de destructiebuizen.
- d. Laat de destructiebuizen op kamertemperatuur staan om een trage reactie van het organisch materiaal mogelijk te maken.
- e. Plaats de destructiebuizen in de destructieblok.
- f. Voer het destructieprogramma uit met stapgewijze opwarming, bv.:
 - opwarmen in 20 minuten naar 45°C, 5 minuten bij 45°C;
 - opwarmen in 10 minuten naar 65°C, 10 minuten bij 65°C;
 - opwarmen naar 105°C, 120 minuten bij 105°C.
- g. Aanlengen met ultra puur water tot 50 ml.

Het fosforgehalte in de ontsluitingsoplossing wordt gemeten met ICP-AES volgens EN 15510 of EN 15621.

4 RAPPORTERING

Het gehalte aan totale fosfor wordt gerapporteerd in % P op vers monster.

5 REFERENTIE

- ISO 6491:1998 Animal feeding stuffs - Determination of phosphorus content – Spectrofotometric method.
- NBN EN 15510:2008 Animal feeding stuffs – Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum, arsenic, lead and cadmium by ICP-AES (idem ISO 27085:2009).
- NBN EN 15621:2012 Animal feeding stuffs – Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese and cobalt after pressure digestion by ICP-AES.
- C. Vanhoof, F. Beutels, K. Duyssens en K. Tirez , *Evaluatie ontsluitingsmethode voor de bepaling van fosfor in veevoeder*, VITO rapport 2012/MANT/R/104.