

Ontwerpmethoden

Updates t.o.v. MB 2026

Deze methoden zijn in voorbereiding.

Code	Titel	Datum	Wijziging
CMA/1/A.7	Monsterneming voor bepaling van asbest in bodemlagen		§4, §5.2.2, §5.2.3, § 5.2.4, §5.4, schrappen hark als scheidingsmethode grove fractie
CMA/1/B	Monsterconservering en – bewaring	02/2026	Referentie geupdatet Tabel 10 conserveringsmethode aangepast
CMA/2/II/A.9.1	Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef voor bouwstof	08/2025	§7.1, schrappen, niet meer actueel: Conservering van metalen in het eluaat gebeurt meestal door aanzuring met salpeterzuur tot pH = 2 (voor tin wordt zoutzuur gebruikt; kwik wordt geconserveerd door toevoeging van salpeterzuur en kaliumdichromaat). Om anionen (bijvoorbeeld chloride, sulfaat, fluoride) te conserveren, mag juist niet worden aangezuurd.
CMA/2/II/A.9.2	Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef voor bouwstof	08/2025	§7.1, schrappen, niet meer actueel: Conservering van metalen in het eluaat gebeurt meestal door aanzuring met salpeterzuur tot pH = 2 (voor tin wordt zoutzuur gebruikt; kwik wordt geconserveerd door toevoeging van salpeterzuur en kaliumdichromaat). Om anionen (bijvoorbeeld chloride, sulfaat, fluoride) te conserveren, mag juist niet worden aangezuurd.
CMA/2/II/A.9.3	Maximale beschikbaarheid voor uitloging van anorganische componenten	08/2025	§6.1, schrappen, niet meer actueel: Conservering van metalen in het eluaat gebeurt meestal door aanzuring met salpeterzuur tot pH = 2 (voor tin wordt zoutzuur gebruikt; kwik wordt geconserveerd door toevoeging van salpeterzuur en kaliumdichromaat). Om anionen (bijvoorbeeld chloride, sulfaat, fluoride) te conserveren, mag juist niet worden aangezuurd. §6.1, toevoegen: §6.1, schrappen, niet relevant: Opmerking: Indien de hoeveelheid eluaat uit de eerste fractie van de kolomproef niet toereikend is voor het analyseren van alle te bepalen componenten volgens de

Code	Titel	Datum	Wijziging
			daarbij geselecteerde analysemethoden, dient de beschikbaarheidsproef meervoudig uitgevoerd te worden.
CMA/2/II/A.9.5	Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef voor stortplaats	08/2025	§7.1, schrappen, niet meer actueel: Conservering van metalen in het eluaat gebeurt meestal door aanzuring met salpeterzuur tot pH = 2 (voor tin wordt zoutzuur gebruikt; kwik wordt geconserveerd door toevoeging van salpeterzuur en kaliumdichromaat). Om anionen (bijvoorbeeld chloride, sulfaat, fluoride) te conserveren, mag juist niet worden aangezuurd.
CMA/4/A	Bacteriologische analyses van eindproducten bij de verwerking van dierlijke bijproducten	02/2026	Bevestigingstesten <i>Clostridium perfringens</i> conform ISO 15213-2:2023; Referenties geupdatet